## 醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱 "新駿"高壓蒸氣滅 申請廠商 新駿實業股份有限公司 菌鍋

> 品名:"新駿"高壓蒸氣滅菌鍋 型號: 製造批號: 製造日期: 衛署醫器製字第 001464 號 94.11.14 葯商名稱:新駿實業股份有限公司 葯商地址:台北縣五股鄉四維路一四二者

品名:"新駿"高壓蒸氣滅菌鍋;

衛署醫器製字第 001464 號

"STURDY" High Pressure Steam Sterilizer

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

型號:SA-230M、SA-260M、SA-300M、SA-300VM、HRS-232.

SA-230MA · SA-260MA · SA-300MA · SA-300VMA,

HRSP-232 \ MAC-1600PV \ MAC-1400PV.

SA-230FA · SA-260FA · SA-300FA · SA-300VFA · SA-300VL.

SA-232 \ SA-232X \ SA-232V \ SA-252F \ SA-300VF

產品用途:利用電熱管把水加熱到 122℃或 135 ℃產生飽和蒸氣壓以達到滅菌功能。

型號及規格:如下

項目 型號	SA-232	SA-232X	SA-232V	
產品名稱	桌上型高壓消毒鍋	桌上型高壓消毒鍋	桌上型高壓消毒鍋	
	CLASS-S	CLASS-S	CLASS-S	
進水功能	手動進水	手動進水	手動進水	
乾燥功能	無 ,	無	無	
外观尺寸	420mm x 330mm x	510mm(W)x 400mm(H)x	382mmx 345mm x 600mm	
	530mm	540mm(D)		
內鍋尺寸	\$ 230 x 400 mm (D)	§ 230 x 400 mm (D)	§ 230 x 400 mm (D)	
內鍋直徑	∮ 230 mm	§ 230 mm	\$ 230 mm	
耗水量	300cc	300cc	300cc	
水箱容量	無	無	· 無	
內鍋容量	16升	16升	16升	
全機重量	17.5 公斤	40 公斤	28.5 公斤	
設計電源	AC 230V 50 / 60 Hz	AC 230V 50 / 60 Hz	AC 230V 50 / 60 Hz	
溫度顯示	表內有溫度、壓力刻度	表內有溫度、壓力刻度	表內有溫度、壓力刻度	
壓力顯示	表內有溫度、壓力刻度	表內有溫度、壓力刻度	表內有溫度、壓力刻度	
功能顯示	LED 顯示	LED 顯示	LED 顯示	
警式功能	超溫自動切斷電源	超溫自動切斷電源	超溫自動切斷電源	
總耗電量	1400 瓦 / 3.9 安培	1400 瓦 / 3.9 安培	900瓦 / 4 安培	
消毒溫度	121°C	121°C / 134°C	121°C / 134°C	
可選擇程式	121℃,布包 / 器械	121℃ / 135℃,布包 / 器械		
消毒溫度	121°C	121°C / 135°C	121°C / 135°C	
可選擇特別程式	無	無	無	
可選擇乾燥功能	無:	無	無	
壓力安全閥	設定 2.5 kg/cm 2	設定 2.5 kg/cm 2	設定 2.5 kg/cm 2	
過溫保護	獨立溫度保護	獨立溫度保護	down to be to the orthogonal	
		'	獨立溫度保護	
過電保護	10 安培保險絲 × 2	10 安培保險絲 × 2	10 安培保險絲 × 2	
過壓保護	安全閥	安全閥	安全閥	
門扣警式裝置	無	無	無	
水箱水位警示	無	無	無	
內鍋水位警示	無	無	無	
壓力自動門鎖	無	無	無	
標準配件	消毒盒、鏨板	消毒盒、鏨板	消毒籃	
選購配件	消毒盤架組	消毒盤架組		
安規認證	CE 0434	CE 0434	CE 0434	

項目   型號	SA-252F	SA-300VF	SA-300VL
產品名稱	桌上型高壓消毒鍋	直立型高壓消毒鍋	直立型高壓消毒
	CLASS-S	CLASS-S	CLASS-S
進水功能	手動進水	自動進水	自動進水
乾燥功能	無	0 ~ 90 (分)可選擇時間	無
外观尺寸	540mm(W) x 630mm(D) x	600mm(W) *1000mm(H)	600mm(W)×1000(H
	450mm(H)	*450mm(D)	mm(D)
內鍋尺寸	\$ 260 x 450 mm (D)	§ 300mm×700mm(D)	∮ 300mm×700m
內鍋直徑	\$ 260 mm	∮ 300mm	∮ 300mm
耗水量	300cc	1000cc	1000cc
水箱容量	4200cc	無	無
內鍋容量	25 升	50 升	50 升
全機重量	52 公斤	112 公斤	112 公斤
設計電源	AC 230V 50 / 60 Hz	AC 220V 50 / 60 Hz	AC 220V-240V 50
溫度顯示	表內有溫度、壓力刻度	表內有溫度、壓力刻度	數位顯示
壓力顯示	表內有溫度、壓力刻度	表內有溫度、壓力刻度	表內有溫度、壓力
功能顯示	燈泡顯示	燈泡顯示	燈泡顯示
警式功能	超溫自動切斷電源	超溫自動切斷電源	超溫自動切斷電
總耗電量	1800 瓦 / 8.3 安培	2.4KW / 12A.	1.9KW (MAX)
消毒溫度	121°C ∼135°C	121°C ∼135°C	121°C ∼135
可選擇程式	121℃ / 135℃,布包 / 器械	121℃ / 135℃,布包 / 器械	121℃ / 135℃,布包
消毒溫度	121℃ , 135℃	121°C → 135°C	121°C → 135
可選擇特別程式	無	無	液體消毒.
可選擇乾燥功能	無	0 ~ 60(分)可選擇乾燥	無
壓力安全閥	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>	設定 2.5 kg/
過溫保護	獨立溫度保護	獨立溫度保護	獨立溫度保護
過電保護	10 安培保險絲 × 2	無	無
過壓保護	安全閥	安全閥	安全閥
門扣警式裝置	無	無	無
水箱水位警示	無	無	無
內鍋水位警示	無	無	無
壓力自動門鎖	無	無	無
標準配件	消毒盒、鏨板	2000cc 量杯、消毒籃、 鏨板	2000cc 量杯、消 鏨板
選購配件	消毒盤架組	不鏽鋼籃夾、消毒籃	不鏽鋼籃夾、消
安規認證	CE 0434	CE 0434	CE 0434

項目 型號	SA-260M	SA-230M	SA-300M	SA-300VM
產品名稱	桌上型高壓消毒鍋	桌上型高壓消毒鍋	桌上型高壓消毒鍋	直立型高壓消毒鍋
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	CLASS-S	CLASS-S	CLASS-S	CLASS-S
進水功能	自動進水	自動進水	自動進水	自動進水
乾燥功能	自動乾燥功能,乾燥	自動乾燥功能,乾燥	自動乾燥功能,乾燥	自動乾燥功能,乾燥
	時間可選擇時間	時間可選擇時間	時間可選擇時間	時間可選擇時間
	0, 15, 30, 35, 40 (分)	0, 15, 30, 35, 40 (分)	0, 15, 30, 35, 40 (分) 489mm(D) x 620mm(W)	0, 15, 30, 35, 40 (分) 490mm(D) x 600mm(W) x
外观尺寸	655mm(D)x 533mm(W) x 442mm(H)	594mm(D) x 522mm(W) x 410mm(H)	x 900mm(H)	1000mm(H)
內鍋尺寸	\$ 260 x 450 mm (D)	\$ 230 x 410 mm (D)	\$ 300 x 570 mm (D)	\$ 300 x 700 mm (D)
內鍋直徑	\$ 260 mm	\$ 230 mm	\$ 300 mm	∮ 300 mm
<u></u> 耗水量	300cc	250cc	600cc	1000cc
水箱容量	4200cc	4200cc	7000cc	無
內鍋容量	24 升	16 升	40 升	50 升
全機重量	56公斤	52 公斤	64 公斤	71 公斤
設計電源	AC 230V 50 / 60 Hz	AC 230V 50 / 60 Hz	AC 230V 50 / 60 Hz	AC 230V 50 / 60 Hz
溫度顯示	數位顯示	數位顯示	數位顯示	數位顯示
壓力顯示	∮1-1/2 "連成計	∮1-1/2 "連成計	♦2"連成計	§2"連成計
功能顯示	LED 顯示	LED 顯示	LED 顯示	LED 顯示
警式功能	門扣,低水位,過熱,	門扣,低水位,過熱,		
	超溫自動切斷電源	超溫自動切斷電源	超溫自動切斷電源	超溫自動切斷電源 3000 瓦/14 安培, 電熱管/
總耗電量	2400 瓦/11 安培. 電熱管 / 1800 瓦, 電熱片 /500 瓦	1900 瓦/8 安培, 電熱管 / 1400 瓦, 電熱片/400 瓦	3000 瓦/14 安培, 電熱管 / 2300 瓦, 電熱片/600 瓦	2300 瓦, /電熱片 600 瓦
消毒溫度	121°C / 135°C	121°C / 135°C	121°C / 135°C	121℃ / 135℃
可選擇程式	121℃ / 135℃,布包 /	121℃ / 135℃,布包 /	121℃ / 135℃,布包 /	121℃ / 135℃,布包 /
	器械 乾燥/無乾	器械 乾燥/無乾	器械 乾燥/無乾	器械 乾燥/無乾
And Address	燥,液體消毒.	燥,液體消毒.	燥,液體消毒.	燥,液體消毒.
消毒溫度	121°C / 135°C	121°C / 135°C	121°C / 135°C	121°C / 135°C
可選擇特別程式	液體消毒程式	液體消毒程式	液體消毒程式	液體消毒程式
可選擇乾燥功能	0, 15, 30, 35, 40 分	0, 15, 30, 35, 40 分	0, 15, 30, 35, 40 分	0, 15, 30, 35, 40 分
	可選擇	可選擇	可選擇	可選擇
壓力安全閥	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>
過溫保護				程式溫度保護及獨 立溫度保護裝置
2년 프랑/미크분	立溫度保護裝置	立溫度保護裝置	立溫度保護裝置	30 安培. 無熔絲開
過電保護	20 安培. 無熔絲開	20 安培. 無熔絲開 	30 安培. 無熔絲開 	30 女妇、無角称用  
◇田頂至/口∋荘			壓力保護開關	壓力保護開關
過壓保護 門扣警式裝置	型力/木護用廠 門扣開關	門扣開關	門扣開關	門扣開關
水箱水位警示	水箱水位感應	水箱水位感應	水箱水位感應	無
为鍋水位警示 为鍋水位警示	內鍋加水超過五分	內鍋加水超過五分	內鍋加水超過五分	內鍋加水超過五分
	鐘警示	鐘警示	鐘警示	鐘警示
	<u>運動</u>     壓力自動門鎖	壓力自動門鎖	<b>壓力自動門鎖</b>	壓力自動門鎖
標準配件	消毒盒、鏨板	消毒盒、鏨板	消毒盒、鏨板	2000cc 量杯、消毒
	1月中 並 1久	1月母皿 並	11 1 1-9-1111 - 315 1/	籃、鏨板
選購配件	消毒盤架組	消毒盤架組	消毒盤架組	不鏽鋼籃夾、消毒 籃
安規認證	CE 0434	CE 0434	CE 0434	CE 0434
女观祕起.				

項目	型號	SA-260MA	SA-230MA	SA-300MA	SA-300VMA
	產品名稱		桌上型高壓消毒鍋	桌上型高壓消毒鍋	直立型高壓消毒鍋
	在11171717	CLASS-B	CLASS-B	CLASS-B	CLASS-B
	進水功能	自動進水	自動進水	自動進水	自動進水
	乾燥功能		自動乾燥功能,乾燥	自動乾燥功能,乾燥	自動乾燥功能,乾燥
	十亿/水少/月已	時間可選擇時間	時間可選擇時間	時間可選擇時間	時間可選擇時間
		0, 15, 30, 35, 40 (分)	0, 15, 30, 35, 40 (分)	0, 15, 30, 35, 40 (分)	0, 15, 30, 35, 40 (分)
	外观尺寸	655mm(D) x 533mm(W) x 442mm(H)	594mm(D) x 522mm(W) x 410mm(H)	489mm(D) x 620mm(W) x 900mm(H)	490mm(D) x 600mm(W) x 1000mm(H)
	内鍋尺寸	\$ 260 x 450 mm (D)	§ 230 x 410 mm (D)	\$ 300 x 570 mm (D)	§ 300 x 700 mm (D)
	內鍋直徑	\$ 260 mm	\$ 230 mm	§ 300 mm	§ 300 mm
	耗水量	300cc	250cc	600cc	1000cc
	水箱容量	4200cc	4200cc	7000cc	無
	內鍋容量	24 升	16 升	40 升	50 升
ļ	全機重量	58 公斤	54公斤	68 公斤	75 公斤
	設計電源	AC 230V 50 / 60 Hz			AC 230V 50 / 60 Hz
	温度顯示	數位顯示	數位顯示	數位顯示	數位顯示
	壓力顯示	§ 1-1/2 "連成計	♦ 1-1/2 "連成計		♦2"連成計
		LED 顯示	LED 顯示	LED 顯示	LED 顯示
	功能顯示	門扣,低水位,過熱,	門扣,低水位,過熱,	門扣,低水位,過熱,	
	警式功能	超溫自動切斷電源	超溫自動切斷電源	超溫自動切斷電源	超溫自動切斷電源
	總耗電量	2400 瓦/11 安培,電	1900 瓦/8 安培,電熱	3000 瓦/14 安培,電	3000 瓦/ 14 安培,電熱
	小心不心 F包 上	熱管/1800瓦,電熱片	管/ 1400 瓦,電熱片/	熱管/2300瓦,電熱片	管/ 2300 瓦,電熱片/
		/ 500 瓦,真空幫浦/	400 瓦, 真空幫浦/ 100		600 瓦,真空幫浦/ 100
		100瓦	瓦	100 瓦	瓦
	消毒溫度	121℃ / 135℃	121℃ / 135℃	121°C / 135°C	121°C / 135°C
	可選擇程式	121℃ / 135℃,布包 /	121℃ / 135℃,布包 /	121℃ / 135℃,布包 /	121℃ / 135℃,布包 /
		器械 乾燥/無乾	器械 乾燥/無乾	器械 乾燥/無乾燥,液體消毒程式,	器械 乾燥/無乾燥,液體消毒程式,
		燥 , 液體消毒程式 , 真空幫浦測試程式 ,	燥 , 液體消毒程式 , 真空幫浦測試程式 ,	燥 , 液體消毒程式,   真空幫浦測試程式,	真空幫浦測試程式,
		具全常佣侧政程式, PRION 程式, Bowi-deck	PRION 程式, Bowi-deck		PRION 程式, Bowi-deck
		程式	程式	程式	程式
	消毒溫度	121℃ / 135℃	121°C / 135°C	121°C / 135°C	121°C / 135°C
可	選擇特別程式	液體消毒程式,真空幫	液體消毒程式,真空幫	液體消毒程式,真空幫	液體消毒程式,真空幫
		浦測試程式,PRION程	浦測試程式,PRION程	浦測試程式,PRION程 式, Bowi-deck 程式	浦測試程式,PRION程式, Bowi-deck 程式
	2011年11日十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	式, Bowi-deck 程式	式, Bowi-deck 程式 0,15,30, 35, 40 分鐘		0,15,30, 35, 40 分鐘
H	選擇乾燥功能	0,15,30,35,40分鐘和抽真空	和抽真空	和抽真空	和抽真空
	區 小力 入月	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>
	壓力安全閥		程式溫度保護及獨		程式溫度保護及獨
	過溫保護	程式溫度保護及獨	立溫度保護裝置	立溫度保護裝置	立溫度保護裝置
	·대공항/대공방	立溫度保護裝置			30 安培.無熔絲開關
ļ	過電保護			型力保護開關 壓力保護開關	壓力保護開關
ļ	過壓保護	壓力保護開關	壓力保護開關	門扣開關	門扣開關
	別警式裝置	門扣開關	門扣開關		無
-	k箱水衛警示 1	水箱水位感應	水箱水位感應	水箱水位感應	
P	为鍋水位警示	內鍋加水超過五分	內鍋加水超過五分		
		鐘警示	鐘警示	鐘警示	
<u>F</u>	医力自動門鎖	壓力自動門鎖	壓力自動門鎖	壓力自動門鎖	壓力自動門鎖
	標準配件	消毒盒、鏨板	消毒盒、鏨板	消毒盒、鏨板	消毒籃、鏨板
	選購配件	消毒盤架組	消毒盤架組	消毒盤架組	2000cc 量杯,不鏽鋼   籃夾

安規認證	CE 0434	CE 0434	CE 0434	CE 0434
			-	

項目 型號	SA-260FA	SA-230FA	SA-300FA	SA-300VFA
產品名稱	桌上型高壓消毒鍋	桌上型高壓消毒鍋	桌上型高壓消毒鍋	直立型高壓消毒鍋
/ market (*) [-] [-] [-] [-]	CLASS-S	CLASS-S	CLASS-S	CLASS-S
進水功能	自動進水	自動進水	自動進水	自動進水
乾燥功能	自動乾燥功能	自動乾燥功能	自動乾燥功能	自動乾燥功能
外观尺寸	655mm(D) x 533mm(W) x 442mm(H)	594mm(D) x 522mm(W) x 410mm(H)	900mm(D) x 620mm(W) x 489mm(H)	480mm(D) x 650mm(W) x 1084mm(H)
	\$ 260 x 450 mm (D)	\$ 230 x 410 mm (D)	§ 300 x 570 mm (D)	\$ 300 x 700 mm (D)
內鍋直徑	• \$ 260 mm	\$ 230 mm	\$ 300 mm ·	§ 300 mm
	300cc	250cc	600cc	1000cc
水箱容量	4200cc	4200cc	7000cc	無
內鍋容量	24 公升	16 公升	40 公升	50 公升
全機重量	56 公斤	52 公斤	64 公斤	71 公斤
設計電源	AC 230V 50 / 60 Hz		AC 230V 50 / 60 Hz	
温度顯示	壓力表顯示	壓力表顯示	壓力表顯示	壓力表顯示
	§ 1-1/2 "連成計	§ 1-1/2 "連成計	●2 "連成計	♦2 "連成計
	LED 顯示	LED 顯示	LED 顯示	LED 顯示
警式功能	門扣,低水位,過熱,	門扣,低水位,過熱,	門扣,低水位,過熱,	
\.\d\ +< ∓\ □	超溫自動切斷電源 2300 瓦 / 11 安培,電熱	超溫自動切斷電源	超溫自動切斷電源	2900瓦/14安培, 電熱管
總耗電量	管 / 1800 瓦,電熱片 / 500 瓦	1400 瓦,電熱片/ 400 瓦	/ 2300 瓦,電熱片/ 600 瓦	/ 2300 瓦,電熱片/ 600 瓦
消毒溫度	121℃ / 135℃	- 121°C / 135°C	121°C / 135°C	121℃ / 135℃
可選擇程式	121℃ / 135℃,布包 /	121℃ / 135℃,布包 /	121℃ / 135℃,布包 /	121℃ / 135℃,布包 /
	器械 乾燥/無乾	器械 乾燥/無乾	器械 乾燥/無乾	器械 乾燥/無乾
	燥,液體消毒程式	燥,液體消毒程式	燥,液體消毒程式	燥,液體消毒程式
消毒溫度	121°C / 135°C	121℃ / 135℃	121°C / 135°C	121°C / 135°C
可選擇特別程式	液體消毒程式	液體消毒程式	液體消毒程式	液體消毒程式
可選擇乾燥功能	30 分鐘內建程式	30 分鐘內建程式	30 分鐘內建程式	30 分鐘內建程式
壓力安全閥	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>
過溫保護	獨立溫度保護裝置	獨立溫度保護裝置	獨立溫度保護裝置	獨立溫度保護裝置
過電保護	20 安培. 無熔絲開	20 安培. 無熔絲開 	30 安培. 無熔絲開  關	30 安培. 無熔絲開   關
過壓保護	壓力保護開關	壓力保護開關	壓力保護開關	壓力保護開關
門扣警式裝置	門扣開關	門扣開關	門扣開關	門扣開關
水箱水位警示	水箱水位感應	水箱水位感應	水箱水位感應	無
內鍋水位警示	內鍋加水超過五分	內鍋加水超過五分	內鍋加水超過五分	內鍋加水超過五分
	鐘警示	鐘警示	鐘警示	鐘警示
<u></u> 壓力自動門鎖	壓力自動門鎖	壓力自動門鎖	壓力自動門鎖	壓力自動門鎖
標準配件	消毒盒、鏨板	消毒盒、鏨板	消毒盒、鏨板	消毒籃、鏨板
選購配件	消毒盤架組	消毒盤架組	消毒盤架組	2000cc 量杯, 不鏽鋼籃夾
ゲナロ ラブラダ	CE 0434	CE 0434	CE 0434	CE 0434
安規認證	CE 0434	CE 0424	CL 0434	CD 0131
		1		

項目	型號	MAC-1600PV	MAC-1400PV	HRSP-232	HRS-232
1	產品名稱	桌上型高壓消毒鍋	桌上型高壓消毒鍋	桌上型高壓消毒鍋	直立型高壓消毒鍋
	/	CLASS-B	CLASS-B	CLASS-B	CLASS-S
	進水功能	自動進水	自動進水	自動進水	自動進水
	乾燥功能	自動乾燥功能,乾燥 時間可選擇時間 0 - 90 分鐘	0 - 90 分鐘	自動乾燥功能,乾燥 時間可選擇時間 0, 15, 30, 35, 40 (分)	自動乾燥功能,乾燥 時間可選擇時間 0, 15, 30, 35, 40 (分)
	外观尺寸	594mm(D) x 522mm(W) x 410mm(H)	515mm(D) x 510mm(W) x 408mm(H)	594mm(D) x 522mm(W) x 410mm(H)	594mm(D) x 522mm(W) x 410mm(H)
	內鍋尺寸	§ 230 x 410 mm (D)	\$ 230 x 340 mm (D)	§ 230 x 410 mm (D)	\$ 230 x 410 mm (D)
	內鍋直徑	\$ 230mm	§ 230mm	∮ 230 mm	\$ 230 mm
	耗水量	250cc	250cc	250cc	250cc
	水箱容量	4200cc	4200cc	4200cc	4200cc
	內鍋容量	16 公升	13 公升	16 公升	16 公升
	全機重量	54 公斤	45 公斤	54 公斤	52 公斤
	設計電源		AC 100V 50 / 60 Hz	AC 100V 50 / 60 Hz	AC 100V 50 / 60 Hz
	溫度顯示	數位顯示	數位顯示	數位顯示	數位顯示
	壓力顯示		♦2"連成計	∮1-1/2 "連成計	∮1-1/2 "連成計
-	功能顯示	LED 顯示	LED 顯示	LED 顯示	LED 顯示
	警式功能	門扣,低水位,過熱過壓指示		門扣,低水位,過熱, 超溫自動切斷電源	門扣,低水位,過熱, 超溫自動切斷電源
	總耗電量	1700 瓦 8 安培, 電熱管 1200 瓦,電熱片/ 400 瓦, 真空幫浦/ 100 瓦	1400 瓦/ 8 安培, 電熱管/ 1000 瓦,電熱片/ 300 瓦, 真空幫浦/ 100 瓦	1900 瓦/ 8 安培,電熱管/ 1400 瓦,電熱片/ 400 瓦,真空幫浦/ 100 瓦	1400 瓦, 電熱片/ 400 瓦
	消毒溫度	121°C / 135°C	121°C / 135°C	121°C / 135°C	121℃ / 135℃
-	可選擇程式	121℃ / 135℃,布包 / 器械 乾燥 / 無乾 燥 , Bowi-deck 程式	121℃ / 135℃,布包 / 器械 乾燥 / 無乾 燥 , Bowi-deck 程式	121℃ / 135℃,布包 / 器械 乾燥 / 無乾 燥,液體消毒程式, 真空幫浦測試程式, PRION程式,Bowi-decl 程式	器械 乾燥/無乾燥,液體消毒.
	消毒溫度	121°C / 135°C	121°C / 135°C	121°C / 135°C	121°C / 135°C
可	選擇特別程式	Bowi-deck 程式	Bowi-deck 程式	液體消毒程式,真空青浦測試程式,PRION看式, Bowi-deck 程式	
可:	選擇乾燥功能	0 - 90 分鐘和抽真空	0 - 90 分鐘和抽真 空	0,15,30, 35, 40 分鐘 和抽真空	
	壓力安全閥	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>	設定 2.5 kg/cm <sup>2</sup>
	過溫保護	程式溫度保護	程式溫度保護	程式溫度保護及獨 立溫度保護裝置	立溫度保護裝置
	過電保護	20 安培. 無熔絲開關	20 安培. 無熔絲開關	20 安培. 無熔絲開關	20 安培. 無熔絲開關
	過壓保護	壓力保護開關	壓力保護開關	壓力保護開關	壓力保護開關
F	- <u> </u>	門扣開關	門扣開關	門扣開關	門扣開關
<u> </u>	K箱水位警示	水箱水位感應	水箱水位感應	水箱水位感應	水箱水位感應
	内鍋水位警示	內鍋加水超過五分 鐘警示	內鍋加水超過五分 鐘警示	內鍋加水超過五分 鐘警示	內鍋加水超過五分 鐘警示
周	医力自動門鎖	壓力自動門鎖	壓力自動門鎖	壓力自動門鎖	壓力自動門鎖
/.=	標準配件	消毒盤架組、鏨板	<b>万消毒盤架組、鏨板</b>	消毒盒、鏨板	消毒盒、鏨板

選購配件	消毒盒	消毒盒	消毒盤架組	消毒盤架組
安規認證	CE 0434	CE 0434	CE 0434	CE 0434
				:
•			•	
		•		
				est. A <b>a a</b>

製造廠名稱:新駿實業股份有限公司

製造廠地址:台北縣五股鄉四維路一四二巷十五號

葯商名稱:新駿實業股份有限公司

葯商地址:台北縣五股鄉四維路一四二巷十五號



SA-232X



SA-252F



SA-300FA





SA-230M



94. 11. 14





SA-260FA



94. 11. 14



SA-300M



SA-230MA





SA-260MA







SA-300VF

94.11.14

一品品



SA-300VL

94. 11. 14



HRS-232



HRSP-232





SA-300VFA



SA-300VM



SA-300VMA





MAC-1600PV

製造廠名稱:新駿實業股份有限公司

製造廠地址:台北縣五股鄉四維路一四二巷十五號

葯商名稱:新駿實業股份有限公司

葯商地址:台北縣五股鄉四維路一四二巷十五號

94. 11. 14

