

- 配線至滅菌鍋的電線,必須放置於密封型配管中。
- 圖示中的排風系統僅對本滅菌鍋計算熱量散逸,且必須與滅菌 區的空調系統隔離
- 滅菌鍋尺寸: \$500x1000mm (直徑x深)
- 外型尺寸:800x1700x1440mm (寬x高x深)
- 所有的排放標準必須遵照當地法令之要求。
- 如果沒有天花夾層者,排風系統就必須安裝於牆壁,且其排風 量必須等同於有飾板的排風量,以便將空氣排出建築物,且必 須加裝柵網。
- 本圖所標示的安裝及配管,概由買方負擔。
- 假如安裝過程採用非本圖標示的接頭而遭遇問題時,請與本公 司連繫以便取得技術諮詢服務。
- 本圖標示的尺寸蓋以計算至牆的表面為之。
- 維修保養區必須要有充足的照明亮度。

註:本零件及其用料均須符合RoHS指令。

文管中心

FFR.77.7073

側視圖

為維持儀器乾燥之效能及排水效能

, 將儀器水平調整至前低後高, 其

傾斜角度約略為1°~2°



2400(滅菌區

校核

A空氣進氣管

B水平調整腳

、地板(注意需有防水層施工)

B部放大(1:5)

滅菌區

800

关花板

核准

【預留所需至少空間(含子母車

.預留所需至少空間(不含子母車

預留所需至少空間(不含子母車)

預留所需至少空間(含子母車)