

所有的排放標準必須遵照當地法令之要求。

- 如果沒有天花夾層者,排風系統就必須安裝於牆壁,且其排風 量必須等同於有飾板的排風量,以便將空氣排出建築物,且必

本圖所標示的安裝及配管,概由買方負擔。

 假如安裝過程採用非本圖標示的接頭而遭遇問題時,請與本公司 連繫以便取得技術諮詢服務。

本圖標示的尺寸蓋以計算至牆的表面為之。

維修保養區必須有充足的照明亮度。

註:本零件及其用料均須符合RoHS指令。

B部放大(1:5)

B水平調整腳

STIRBY 新驗實業股份有限公司 STURDY INDUSTRIAL CO., LTD.

CICIE I TAX MACINA							
TOLERANCE未標註者一般公差表		未標示之圓角為R1導角為C1		DESIGNED 設計:	DRAWN 繪圖:	VERIFIED 校核	APPROVED 核准
0~10 ±0.2	51~100±0.6	201~500±1	ANGLE ±1°	Joe	Denny	模學	文架里
11~50 ±0.4	101~200±0.8	501~X ±2	VIEWPOINT 税角 ◆	20180802	20211221	20020119	20220119
材質 比任		SCALE 比例 1:45	UNIT 單位 mm		SAT-S0260W(移動式調整座)安裝規畫圖		
SURFACE FINISHING 表面處理		MODEL NO. 代表機種 SAT-SO260		圖號 SAT-S0260W-H-002-02			

DRAWN修改

Denny

DATE日期

2021-12-21

FFB 0 9 202

(真空泵出水孔)

(高度至少610mm)