

前視圖

為維持儀器乾燥之效能及排水效能

, 將儀器水平調整至前低後高, 其

倾斜角度約略為1°~2°

- 所有的排放標準必須遵照當地法令之要求。
- 如果沒有天花夾層者,排風系統就必須安裝於牆壁,且其排風量必須等同於有飾板的排風量,以便將空氣排出建築物,且必 B水平調整腳須加裝柵網。
- 本圖所標示的安裝及配管,概由買方負擔。
- 假如安裝過程採用非本圖標示的接頭而遭遇問題時,請與本公司連繫以便取得技術諮詢服務。
- 本圖標示的尺寸蓋以計算至牆的表面為之。
- 維修保養區必須有充足的照明亮度。
- 註:本零件及其用料均須符合RoHS指令。

B部放大(1:5)

	到版資素股份有限公司 STURDY INDUSTRIAL CO.							
	TOLERANCE未標註	者一般公差表	未標示之圓角.	為R1導角為C1	DESIGNED 設計:	DRAWN 繪圖:	VERIFIED 校核:	APPROVED 核准:
	0~10 ±0.2	51~100±0.6		ANGLE ±1°	Joe	Jenny	Joe	Joe
	11~50 ±0.4	101~200±0.8	501~X ±2			20150402	20150407	20150407
-	MATERIAL 材質		SCALE UNIT 單位 mm		AAME A SAT-500HP 安裝規畫圖			
	SURFACE FINISHING 表面處理		MODEL NO. 代表機種 SAT-500HP		■ 號 SAT-500HP-H-001-03			

如晚安米RD人士四八日 CTIDDY INDICTOINT CO ITD