

800 預留所需至少空間(含子母車) 預留所需至少空間(不含子母車) A空氣進氣管 (滅菌區) 預留所需至少空間(不含子母車) 預留所需至少空間(含子母車) 800 上視圖 天花板 □ ○ ○ B水平調整腳 B部放大(1:5) Min. 800 Min. 800 ,地板(注意需有防水層施工) (維護預留所需至少空間/ 為維持儀器乾燥之效能及排水效能 2625(滅菌區) , 將儀器水平調整至前低後高,其 前視圖 新駿實業股份有限公司 STURDY INDUSTRIAL CO., LTD TOLERANCE 未標註者一般公差表 未標示之圓角為RI 導角為CI DRAWN 繪圖:

校核

核准

日期

修改

- 圖示中的排風系統僅對本滅菌鍋計算熱量散逸,且必須與滅菌 區的空調系統隔離。
- 滅菌鍋尺寸:510\*510x1000mm (寬x高x深)
- 外型尺寸:1025\*1795\*1560mm (寬x高x深)
- 所有的排放標準必須遵照當地法令之要求。
- 如果沒有天花夾層者,排風系統就必須安裝於牆壁,且其排風 量必須等同於有飾板的排風量,以便將空氣排出建築物,且必 須加裝柵網。
- 本圖所標示的安裝及配管、概由買方負擔。
- 假如安裝過程採用非本圖標示的接頭而遭遇問題時,請與本公司 連繫以便取得技術諮詢服務
- 本圖標示的尺寸蓋以計算至牆的表面為之。
- 維修保養區必須有充足的照明亮度

註:本零件及其用料均須符合RoHS指令。

英文管中心

AHG.17.2022

1020

倾斜角度約略為1°~2°

材 質 SURFACE FINISHING

表面處理

0~10 ±0.2 51~100±0.6

11~50 ±0.4 |101~200±0.8 |501~X ±2

201~500±1

SCALE 比例 1:46

ANGLE ±1°

VIEWPOINT 初. 鱼

mm

單位

MODEL NO. 代表機種 SAT-SO260HPD

Denny

Denny

20220810 20220810 7022010

MAME a SAT-S0260HPD 安裝規畫圖

側視圖

核准:

校核